



RADIOFREQUENZA

Si avvale del principio terapeutico basato sulla somministrazione di calore in una regione prestabilita del corpo umano il quale provoca una "appropriata condizione bio-fisica" finalizzata ad indurre calore endogeno. Il calore endogeno generato agisce con una BIOSTIMOLAZIONE selettiva dei tessuti atrofici innescando risposte fisiologiche di miglioramento.

Agendo "a livello software" (non occorre estrarre e/o cambiare gli applicatori) la tecnologia offre la possibilità di variare e modulare, secondo le effettive esigenze del paziente, le modalità di funzionamento:

- Capacitiva • Resistiva • Monopolare • Bipolare

ELETTROPORAZIONE

Questa innovativa metodica consente la veicolazione transdermica non invasiva di principi attivi allopatrici, o omeopatici o omotossicologici o PRP. Con l'applicazione su una superficie biologica di un particolare impulso elettrico si induce un aumento transitorio della permeabilità dei tessuti.

Si favorisce così l'assorbimento transcutaneo di principi attivi a rilascio controllato e a profondità predefinita. Si ottiene una più alta concentrazione solo sui distretti target, con minore assorbimento sistemico e conseguente diminuzione di "tossicità". Di fatto è una siringa "virtuale" che è in grado di inoculare il principio attivo specificatamente dove è necessario.

STATISTICHE

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| INCONTINENZA URINARIA | 1 DONNA SU 5 TRA I 40-50 ANNI | PROLASSO | 30% DELLE DONNE DOPO I 50 ANNI | ATROFIA | 50% DELLE DONNE IN MENOPAUSA | SECCHENZA | 47% DELLE DONNE POST MENOPAUSA | LICHEN SCLEROSO | 3%-15% DELLE DONNE IN ETÀ SENILE |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|

Vagy COMBI

La tecnologia per la riabilitazione del pavimento pelvico e per l'estetica funzionale, progettata e prodotta in Italia in conformità con i principali standard qualitativi internazionali.



Apparecchiatura certificata MEDICAL DEVICE in conformità alla direttiva 2007/47/CE correttiva della direttiva 93/42/CE

Prodotto da **TOP QUALITY GROUP** Srl
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy
info@topqualitygroup.it
www.topqualitygroup.it



Distribuito da **TOP QUALITY GROUP** SA
Via Cantonale 6, 6926 - Collina d'oro - Svizzera
T +41 0912 25 58 89
www.topqualitygroup.ch



Vagy COMBI

RADIOFREQUENZA
ED ELETTROPORAZIONE
PER IL TRATTAMENTO
DEI **DISTURBI GENITALI**


Vagy COMBI

Offrire soluzioni avanzate, apparecchiature per la riabilitazione del pavimento pelvico e l'estetica funzionale. Questo è uno degli obiettivi di Top Quality Group, che persegue grazie alle grandi potenzialità tecniche e attraverso il costante investimento nella Ricerca & Sviluppo di nuove tecnologie quali Vagy Combi e le sue versioni integrate *Plus* e Vagy Combi *Plus Rs*.




Radiofrequenza ed Elettroporazione sono **metodiche non invasive all'avanguardia**, che innescano azioni fisiologiche biostimolanti. Il trattamento, che risulta totalmente indolore ed esclude categoricamente esiti non desiderati, può essere senza alcuna controindicazione protratto nel tempo anche per la terapia di patologie croniche.

Trattamento **vaginale** di Radiofrequenza ed Elettroporazione



Plus Trattamento **anale** di Radiofrequenza ed Elettroporazione



DOTAZIONE

- N.01 cavo di alimentazione
- N.01 cavo radiofrequenza
- N.01 piastra in acciaio
- N.01 cavo piastra + raccordo
- N.01 fascia elastica
- N.02 trasduttori (radiofrequenza/elettroporazione) monopaziente PR-03
- N.02 trasduttori (radiofrequenza/elettroporazione) monopaziente PR-04
- N.01 trasduttori esterno + cavo
- N.02 elettrodi + porta elettrodi
- N.02 cavi connettori manipoli interni
- N.01 cavo elettroporazione
- N.01 raccordo aria diagnostica pressione
- N.01 impugnatura per manipolo PR-03
- N.01 impugnatura per manipolo PR-04
- N.01 trasduttore diagnostica (telecamera)
- N.01 trasduttore diagnostica (pressione)
- N.01 telecamera esterna
- N.01 memoria USB
- N.10 copri sonda monouso
- N.01 tablet con software
- N.02 trasduttori anali *Plus*
- N.01 trasduttore Radio Skin *Plus Rs*
- N.05 aghi monopaziente *Plus Rs*

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione 100÷240 V, 50÷60 Hz
- Potenza Max assorbita 450 W
- Classe di sicurezza elettrica II BF
- Grado di protezione IP IP40
- Potenza max in uscita RF 100 W @ 50 ohm
- Frequenza di emissione RF 0,5 + 1 MHz
- Tipologia di emissione Capacitiva / Resistiva
- Funzioni Monopolare / Bipolare
- Tensione Max elettroporazione 120 V @ 1000 ohm
- Freq. Impulsi elettroporazione 1÷3000 Hz impostabile da software
- Forma d'onda elettroporazione complessa, impostabile da software
- Display 10.1" colour touch con PC integrato
- Temperatura di funzionamento 0÷40 °C
- Umidità di funzionamento 30÷75% senza condensa
- Dimensioni L 45 x A 96 x P 41 cm
- Peso 7 kg

TRASDUTTORI



PLUS

- RF/EP** UNICO TRASDUTTORE PER UN'UNICA INTRODUZIONE SIA PER RF CHE EP
- FEEDBACK DELL'IMPEDENZA DEI TESSUTI** 4 VOLTE AL SECONDO, OGNI AREA DI OGNI PAZIENTE È DIVERSA
- PROGRAMMI PREIMPOSTATI** O IMMISSIONE DIRETTA DEI PARAMETRI DI FREQUENZA E POTENZA
- SISTEMA DIAGNOSTICO INTEGRATO:** IL PC-TEST MANOMETRICO VALUTA L'EFFICIENZA DEL PAVIMENTO PELVICO, MENTRE LA VIDEOSCOPIA PERMETTE LA VISUALIZZAZIONE DEL DISTRETTO
- SOFTWARE FRIENDLY HUMAN-MACHINE INTERFACE [FHMI]** SU DISPLAY 10.1" COLOUR TOUCH SCREEN
- APPARECCHIATURE DI DIMENSIONI E PESO RIDOTTI**, SOLO 0.02 MQ PER 7 KG.

TRATTAMENTI FRUIBILI

Vagy COMBI

TRATTAMENTO DI PATOLOGIE VAGINALI

Incontinenza urinaria

Prolasso uro-genitale

Iper tono pavimento pelvico/vaginismo

Esiti cicatriziali da lacerazioni spontanee e post-episiotomiche

Atrofie/distrofie genitali

Lichen scleroso

Rapporti sessuali dolorosi - Dispareunia

Vulvodinia

Deficit della libido

Secchezza vaginale

Vagy COMBI *Plus*

TRATTAMENTO DI PATOLOGIE DEL COMPARTO POSTERIORE

Incontinenza dai gas e fecale (di lei e di lui)

Ipotonia muscolare in genere (di lei e di lui)

Incontinenza sfinterica (di lei e di lui)

Vagy COMBI *Plus Rs*

TRATTAMENTI CHIRURGICI NON INVASIVI - AMBULATORIALI

Condilomi

Fibromi cutanei

Estetica vulvare

Lichen scleroso vulvare